


Mrpl1 Кроличья Поликлональная Антитело - Q9Byd6

Артикул: CM0024917



введение

Поликлональное антитело к человеческому MRPL1 (L1mt, MRP-L1) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает рибосомальный белок L1 39S субъединицы митохондрий, перекрестная реактивность с человеческими и крысиными образцами. Подходит для исследований митохондриального трансляция.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPL1 Кроличья поликлональная антитело
Примечания / Синонимы	L1MT; BM022; MRP-L1; MRPL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	65008
ID гена	65008
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 51-325 человеческого MRPL1 (NP_064621.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BYD6
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодный пакет