


Кроличье Моноклональное Антитело К Mrpl20, Валидированное Методом Нокдауна (Kd), Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Bys9

Артикул: CM0004205



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, валидированное методом нокдауна (KD), нацеленное на митохондриальный рибосомный белок MRPL20. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье mAb к MRPL20
Примечания/Альтернативные названия	L20mt; bL20m; MRP-L20
Вид	Человек
ID гена	55052
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 48-147 белка MRPL20 человека (NP_060441.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9BYS9
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом