

Поликлональное Антитело Кролика К Mrpl34 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq48

Артикул: CM0023035



введение

Кроличье поликлональное антитело к MRPL34 — белку большой субъединицы митохондриального рибосома. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований синтеза белка в митохондриях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	MRPL34 кроличье пАб
Примечания/Алиасы	L34mt; MRPL34
Вид	Человек
ID гена (человек)	64981
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 16-92 человеческого MRPL34 (NP_076426.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQ48
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодовой пакет