


Кроличья Поликлональная Антитела К Mrpl45 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Brj2

Артикул: CM0017283



введение

Кроличья поликлональная антитела к MRPL45, валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА на человеке, мыши, крысе. Нацелены на митохондриальный белок большой рибосомной субъединицы mL45 для исследований рибосом. Надежное сырье для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела к MRPL45 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	Mba1; L45mt; MRP-L45; MRPL45
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84311
GeneID	84311
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRJ2
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом