


Кроличья Поликлональная Антитело К Mrps16 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D3

Артикул: CM0030118



введение

Кроличья поликлональная антитела к митохондриальному рибосомальному белку MRPS16. Валидировано для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ELISA. Обнаруживает MRPS16 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриальной трансляции и изучения COXPD2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS16 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	S16mt; COXPD2; RPMS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
Вид	Человек
GeneID	51021
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-137 человеческого MRPS16 (NP_057149.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3D3
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет