


Кроличья Поликлональная Антитело К Mrps27 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q92552

Артикул: CM0014284



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого MRPS27 (митохондриальный белок рибосомы S27), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Подходит для образцов человека, мыши, крысы. Использование в исследованиях митохондриального трансляции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS27 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S27mt; MRP-S27; MRPS27
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23107
GeneID	23107
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 255-414 человеческого MRPS27 (NP_055899.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92552
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом