

Кроличья Поликлональная Антитела К Mrps36 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P82909

Артикул: CM0024671

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому MRPS36/компоненту 4 альфа-кетоглутаратдегидрогеназы, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Подходят для образцов человека и крысы. Идеально подходят для исследования митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MRPS36 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MRPS36; DC47; MRP-S36; митохондриальный рибосомальный белок S36
Вид	Человек
ID гена (человек)	6183
ID гена (крыса)	92259
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-103 человеческого MRPS36 (NP_150597.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P82909
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник