


Кроличья Поликлональная Антитело К Msr1/Sra/Sr-A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - P21757

Артикул: CM0024234



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого MSR1 (CD204/скавенджер-рецептор А). Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Валидировано для WB, IF-P и ELISA. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 90-274 человеческого MSR1). Полезно для исследований атеросклероза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MSR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4481
GeneID	4481
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-274 человеческого MSR1 (NP_619729.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21757
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент