


Кроличий Моноклональный Антитело Против Mst4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9P289

Артикул: CM0003387



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против MST4 (STK26), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для изучения регуляции роста клеток, апоптоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MST4 кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	MASK; MST4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51765
GeneID	51765
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 317-416 человеческого MST4 (Q9P289).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P289
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом