

Кроличья Поликлональная Антитело К Mt-Co3 - Кроличья Поликлональная Антитела К Mt-Co3

Артикул: CM0025859

введение

Кроличья поликлональная антитело к МТ-СОЗ для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, реагирующая с мышинными и крысиными образцами. Антитело получено против синтетического пептида, соответствующего аминокислотам 1-100 мышиногo белка МТ-СОЗ (NP_904334.1). Подходит для исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к МТ-СОЗ
Примечания / Алиасы	СОХЗ; МТ-СОЗ
Вид белка	Мышь
ID гена (человек)	4514
ID гена	17710
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 мышиногo белка МТ-СОЗ (NP_904334.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодовой пакет