


Кроличья Поликлональная Антитело К Mt-Nd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P03888

Артикул: CM0025788



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к MT-ND1, валидированное для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает НАДГ-убихинон оксидоредуктазу цепь 1 человека и мыши, ключевую субъединицу митохондриального комплекса I. Идеально подходит для исследований в области митохондрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MT-ND1
Примечания/алиасы	Trn1; MT-ND1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	4535
ID гена	17716
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P03888
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Хладоэлемент