

Кроличья Поликлональное Антитело К Mt-Nd3 - Mt-Nd3

Артикул: CM0030955

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против MT-ND3, полученное с использованием синтетического пептида в пределах аминокислот 1-100 мышиногo MT-ND3. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Предполагаемая молекулярная масса 13 кДа. Идеально подходит для исследований митохондриального комплекса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MT-ND3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ND3; MT-ND3
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4537
ID гена (Мышь)	17718
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиногo MT-ND3 (NP_904335.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Масса белка	13 кДа
Доставка	Сумка со льдом