

Кроличье Поликлональное Антитело К Mt-Nd4 - Mt-Nd4

Артикул: CM0030179

введение

Это кроличье поликлональное антитело специфически нацелено на MT-ND4 (ND4), основную субъединицу митохондриального комплекса I. Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, распознает образцы человека, мыши и крысы. Идеально для исследований функции митохондрий и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MT-ND4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ND4; MT-ND4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4538
ID гена (Мышь)	17719
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 360-459 мышиного MT-ND4 (NP_904337.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом