


Кроличья Моноклональная Антитела К Mtap Для Wb, Elisa — Q13126

Артикул: CM0006213



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий MTAР, для Вестерн-блота (WB) и ELISA. Реагирует перекрестно с MTAР мыши и крысы. Подходит для исследования путей регенерации метионина и биосинтеза полиаминов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к MTAР
Примечания/Альтернативные названия	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAР
Вид	Человек
ID гена (человек)	4507
ID гена	4507
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-283 человеческого MTAР (NP_002442.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13126
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом