

Кроличья Поликлональная Антитело К Mtf2 Для Wb, Elisa — Q9Y483

Артикул: CM0025096



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого MTF2, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследования комплекса PRC2 и дифференцировки эмбриональных стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к MTF2
Примечания/псевдонимы	M96; PCL2; TDRD19A; dj976O13.2; MTF2
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	22823
ID гена	22823
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-190 человеческого MTF2 (NP_001157864.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y483
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Хладоэлемент