

Кроличья Поликлональная Антитело К Mthfr Для Вб, Ифа - P42898

Артикул: CM0018491



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на метилентетрагидрофолатредуктазу человека (MTHFR), валидирована для вестерн-блота и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с крысой. Необходима для изучения метаболизма фолата и метионина, а также связанных с ними вариантов заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTHFR Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	MTHFR
Вид	Человек
ID гена (человек)	4524
ID гена	4524
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 MTHFR человека (NP_005948.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P42898
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	С холодильным элементом