


Mtif2 Rabbit Pab - P46199

Артикул: CM0023498



введение

Поликлональное антитело, направленное против митохондриального фактора инициации трансляции IF-2 (MTIF2), подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения синтеза митохондриальных белков и связанных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTIF2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MTIF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4528
GeneID	4528
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 428-727 человеческого MTIF2 (NP_002444.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46199
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом