

## Кроличье Rab К Mtif2 - P46199

Артикул: CM0023468

### введение

Поликлональное антитело, нацеленное на митохондриальный фактор инициации трансляции IF-2 (MTIF2), подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально для изучения митохондриального синтеза белка и связанных путей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb к MTIF2                                                                                                               |
| Примечания/Алиас          | MTIF2                                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)          | 4528                                                                                                                               |
| GeneID                    | 4528                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 428-727 человеческого MTIF2 (NP_002444.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | P46199                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 81 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                  |