

Mtor Кроличья Поликлональная Антитело - P42345

Артикул: CM0019663



введение

Поликлональная антитело к mTOR кроличьего происхождения, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА, с реактивностью у человека, мыши и крысы. Центральный регулятор роста и метаболизма клеток; подходит для исследований сигнальных путей и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	mTOR Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Вид	Человек
GeneID (человек)	2475
GeneID	2475
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого mTOR (NP_004949.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42345
Молекулярная масса белка	289 кДа
Доставка	Холододерживающий пакет