

Кроличье Поликлональное Антитело (Pab) К Mtx1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13505

Артикул: CM0024701

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на MTX1 (Метаксин-1) — белок внешней мембраны митохондрий, участвующий в импорте белков. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTX1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MTX; MTXN; MTX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4580
GeneID	4580
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 186-435 человеческого MTX1 (NP_942584.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13505
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом