

Mx1 Кроличий Rab - P20591

Артикул: CM0021127



введение

Поликлональное антитело к интерферон-индуцированному GTP-связывающему белку Mx1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком MX1. Идеально для исследований противовирусного врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MX1 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4599
GeneID	4599
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-300 человеческого белка MX1 (NP_001171517.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20591
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом