

Поликлональное Антитело Кролика К Myb, P10242 — Для Вб, Ифа

Артикул: CM0017661

введение

Кроличье поликлональное антитело к MYB (P10242) для вестерн-блоттинга и ИФА. Получено с использованием синтетического пептидного иммуногена, соответствующего аминокислотам 380–640 человеческого белка MYB. Подходит для работы с образцами человека в исследованиях транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к MYB
Примечания/алиасы	efg, Cmyb, c-myb, c-myb_CDS, MYB
Вид	Человек
GeneID (человек)	4602
GeneID	4602
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 380–640 человеческого белка MYB (NP_005366.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10242
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	С хладагентом