

Кроличье Rab Против Myf5 Для Вестерн-Блоттинга - P13349

Артикул: CM0022330



введение

Кроличье поликлональное антитело против MYF5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным MYF5, фактором транскрипции, критически важным для дифференцировки мышц. Идеально для исследований миогенеза и изучения развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против MYF5
Примечания/Альтернативные названия	EORVA; bHLHc2; MYF5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4617
ID гена	4617
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-220 человеческого MYF5 (NP_005584.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13349
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом