

Кроличья Раb Против Myf6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P23409

Артикул: CM0013270

введение

Кроличья rAb против MYF6 (P23409) — это поликлональное антитело для применения в методах вестерн-блоттинга и ИФА. Оно обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный MYF6, фактор транскрипции массой 27 кДа, играющий критическую роль в дифференцировке скелетных мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья rAb против MYF6
Примечания/Псевдонимы	CNM3; MRF4; myf-6; bHLHc4; MYF6
Вид	Человек
GeneID (человек)	4618
GeneID	4618
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-180 человеческого MYF6 (NP_002460.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23409
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	В ледяном пакете