

Кроличья Поликлональная Антитела К Myh10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35580

Артикул: CM0015151



введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому MYH10 (Миозин-10), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает MYH10 человека, мыши и крысы с прогнозируемой молекулярной массой 229 кДа. Идеально подходит для исследований клеточной подвижности, цитокинеза и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH10 Кроличья пАт
Примечания/Альясы	NMMHCB; NMMHC-11B; MYH10
Вид	Человек
ID гена (человек)	4628
ID гена	4628
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1908-2007 человеческого MYH10 (NP_001242941.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35580
Молекулярная масса белка	229кДа
Доставка	Холодильный пакет