


Myh14 Кроличья Mab Для Wb, If-P, Elisa - Q7Z406

Артикул: CM0004360



введение

MYH14 Кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IF-P, ELISA; реагирует с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Подходит для изучения цитокинеза, формы клетки и функций немышечного миозина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH14 Кроличья mAb
Примечания/Псевдоним	DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHN; DFNA4A; myosin; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79784
GeneID	79784
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого MYH14 (NP_079005.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z406
Молекулярный вес белка	228кДа
Доставка	Сумка со льдом