

Кроличья Моноклональная Антитела К МyH6 Для Вб, Иф-П, Ифа — P13533

Артикул: CM0010574

введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого MYH6 (альфа-МНС), подходит для ВБ, ИФ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Предназначена для исследований сокращения сердечной мышцы и мутаций, связанных с кардиомиопатией. SWISS: P13533.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH6 кроличья мкАнт
Примечания/Алиасы	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	4624
ID гена	4624
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 160-260 человеческого MYH6 (NP_002462.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13533
Молекулярная масса белка	224 кДа
Доставка	Холодовой пакет