

Кроличья Поликлональная Антитело К Myh6/А-Mhc Для Wb, If-P, Elisa - P13533

Артикул: CM0018022

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MYH6/ α -MHC, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сердечной мышцы и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH6/ α -MHC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, α -MHC, MYH6/ α -MHC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4624
ID гена	4624
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого MYH6/ α -MHC (NP_002462.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P13533
Молекулярный вес белка	224 кДа
Доставка	Сумка со льдом