


Myh6/Аα-Mhc — Моноклональное Антитело Кролика, Q02566

Артикул: CM0010348



введение

Моноклональное антитело кролика против MYH6/Аα-MHC, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Детектирует миозин-6 мыши и крысы (альфа-цепь тяжёлого миозина сердечной мышцы). Идеально подходит для исследований сократительной функции сердца и биологии мышц. SWISS: Q02566.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH6/Аα-MHC — моноклональное антитело кролика
Примечания/псевдонимы	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4624
GeneID	17888
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 621–720 MYH6/Аα-MHC мыши (NP_034986.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q02566
Молекулярная масса белка	224 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом