

Кроличье Моноклональное Антитело К Myl2 Для Wb, If-P, Elisa — P10916

Артикул: CM0011507



введение

Кроличье моноклональное антитело к MYL2 — это моноклональное антитело, валидированное для применений WB, IF-P и ELISA. Оно нацелено на человеческий MYL2 (MLC2) и перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сердечной мышцы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MYL2
Примечания/синонимы	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4633
Идентификатор гена	4633
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P10916
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом