

MYL6B Rabbit Pab Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P14649

Артикул: CM0019565



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MYL6B (миозин легкая цепь 6B), валидированное для WB и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой; подходит для исследований биологии мышц и миозина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYL6B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MLC15A; MYL6B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140465
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-208 человеческого MYL6B (NP_002466.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14649
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент