

Кроличье Моноклональное Антитело Mylk Для Wb, Ифа — Q15746

Артикул: CM0008691



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MYLK (MLCK) для WB и ИФА. Подходит для исследований сокращения гладких мышц, миграции клеток и воспалительного ответа. Молекулярная масса 211 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело MYLK
Примечания/синонимы	KRP; AAT7; MLCK; MLCK1; MMIHS; MYLK1; MMIHS1; MYLK-L; smMLCK; MLCK108; MLCK210; MSTP083; MYLK
Вид	Человек
GeneID (человек)	4638
GeneID	4638
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1800–1900 человеческого MYLK (Q15746).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15746
Молекулярная масса белка	211 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом