

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Mylk3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q32Mk0

Артикул: CM0026703

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против MYLK3 (Cardiac-MLCK), подходящие для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с человеческими и мышинными образцами, обнаруживают белок ~88 кДа. Идеальны для изучения сердечного саркомера и сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYLK3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	91807
GeneID	91807
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого MYLK3 (NP_872299.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q32MK0
Молекулярная масса белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом