

Myo10 Кроличья Rab Для Wb, Elisa - Q9Hd67

Артикул: CM0018258



введение

MYO10 Кроличья pAb (Q9HD67) — это поликлональное антитело, валидированное для WB и ELISA, нацеленное на человеческий MYO10 с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходит для изучения функций миозина-X в клеточной адгезии, филоподиях и внутриклеточном транспорте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYO10 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MyoX; MYO10
Вид	Человек
ID гена	4651 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 845-944 человеческого MYO10 (NP_036466.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HD67
Молекулярный вес белка	237кДа
Доставка	Сумка-холодильник