

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Myo5A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y4I1

Артикул: CM0025685



### введение

MYO5A Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные от кроликов против рекомбинантного белка MYO5A человека. Валидированы для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований моторной функции миозина-Va, транспорта меланосом и нейрональной поляризации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MYO5A Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдонимы     | GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 4644                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 950-1150 человеческого MYO5A (NP_000250.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q9Y4I1                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 215 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                     |