


Поликлональное Антитело Кролика К Муос Для Вестерн-Блота, Ифа — Q99972

Артикул: CM0024287



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий MYOC (Миоцилин). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для исследований глаукомы, клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к MYOC
Примечания/алиасы	GPOA; JOAG; TIGR; GLC1A; JOAG1; MYOC
Вид	Человек
ID гена (человек)	4653
ID гена	4653
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99972
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С холодоэлементом