

Кроличье Поликлональное Антитело К Myod1 Для Вб И Ифа - P15172

Артикул: CM0016729

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому MyoD1 (SWISS: P15172) обеспечивает надежное детектирование в Вестерн-блоттинге и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышинным белком, поддерживает исследования дифференцировки мышц и миогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MyoD1
Примечания/Алиасы	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHc1; MYODRIF; MyoD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4654
ID гена	4654
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 226-300 человеческого MyoD1 (NP_002469.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P15172
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Холодильный пакет