


Кроличий Моноклональный Антитело К Миоглобину Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02144

Артикул: CM0003517



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого миоглобина (P02144), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает миоглобин мыши и крысы. Необходимо для исследований транспорта кислорода, физиологии мышц и активности нитритредуктазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Миоглобин кролика mAb
Примечания/Псевдоним	MYOSB; PVALB; Миоглобин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4151
GeneID	4151
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 55-154 человеческого миоглобина (P02144).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P02144
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом