

Поликлональное Антитело Кролика Против Myom2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P54296

Артикул: CM0019029

введение

MYOM2 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против человеческого белка MYOM2. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы, подходит для изучения архитектуры М-диска миофибрилл и организации саркомера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYOM2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TTNAP; MYOM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9172
GeneID	9172
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого MYOM2 (NP_003961.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54296
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом