


Кроличья Rab K Myot Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q9Ubf9

Артикул: CM0026831



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого миотилина (MYOT). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, IF/ICC и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований мышечных клеток и сборки миофибрилл.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYOT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MFM3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9499
GeneID	9499
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 259-314 человеческого MYOT (NP_001129412.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBF9
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	В ледяном пакете