

Myoz2 Кроличьи Поликлональные Антитела (Pab) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npc6

Артикул: CM0028597

введение

MYOZ2 кроличьи поликлональные антитела — это поликлональные антитела, применимые в методах WB, IF/ICC, ELISA, распознающие миозенин-2 (калсарцин-1) человека, мыши и крысы. Ключевой компонент организации Z-линии саркомера и передачи сигналов кальциневрина, подходит для исследований сердечной/скелетной мышцы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYOZ2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Псевдоним	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51778
GeneID	51778
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NPC6
Молекулярная масса белка	30 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет