

N6-Метиладенозин / M6A Мышиные Матк - A19136

Артикул: CM0003140

введение

Моноклональные мышиные антитела к N6-метиладенозину (m6A), валидированные для дот-блоттинга (DB) и ИФА (ELISA). Обнаружение модификации РНК m6A независимо от вида. Идеально подходят для эпигенетических исследований и исследований РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N6-метиладенозин / m6A мышиные Матк
Примечания/Псевдоним	N6-метиладенозин; m6A; N6-метиладенозин / m6A
ID гена (Человек)	m6A
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие N6-метиладенозину / m6A
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	Сумка-холодильник