

Кроличье Моноклональное Антитело К N6-Метиладенозину (M6A) Для Merip, Elisa, If/Icc, Db И Нуклеотидных Матриц

Артикул: CM0000064

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к N6-метиладенозину (m6A) для применения в методах meRIP, ELISA, IF/ICC, DB и на нуклеотидных матрицах. Обладает видонезависимой перекрестной реактивностью. Подходит для эпитранскриптомных исследований и картирования модификаций РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к N6-метиладенозину / m6A
Примечания/Синонимы	N6-метиладенозин; m6A; N6-метиладенозин / m6A
Идентификатор гена (человек)	m6A
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие N6-метиладенозину / m6A
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, нуклеотидные матрицы
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Транспортировка	Ледяной пакет