

Кроличье Поликлональное Антитело Против N6-Метиладенозина (M6A) Для Merip, Дот-Блота, Elisa И Нуклеотидных Микроматриц

Артикул: CM0000050

введение

Независимое от вида кроличье поликлональное антитело против m6A, валидированное для meRIP, дот-блота, ELISA, IF/ICC и нуклеотидных микроматриц. Подходит для исследований модификаций РНК и разработки эпиптранскриптомных анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N6-метиладенозин / m6A Кроличье поликлональное антитело
Примечания / Синонимы	N6-метиладенозин; m6A; N6-метиладенозин / m6A
ID гена (человек)	m6A
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие N6-метиладенозину / m6A
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Нуклеотидные микроматрицы
Перекрестная реактивность	Независимо от вида организма
Доставка	Сумка-холодильник с льдом