


Поликлональные Антитела Кролика Против Naa60 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9H7X0

Артикул: CM0028487



введение

Поликлональные антитела кролика против NAA60, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. N-альфа-ацетилтрансфераза 60 (NatF) ацетирует трансмембранные белки, необходима для сегрегации хромосом. Идеально подходят для исследований в области онкологии и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAA60 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79903
GeneID	79903
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-184 человеческого NAA60 (NP_001077070.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H7X0
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом