


Поликлональное Антитело Кролика К Naf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Nr8

Артикул: CM0022331



введение

Полученное против рекомбинантного слитого белка, соответствующего аминокислотам 150–400 человеческого NAF1, это антитело распознаёт NAF1 человека, мыши и крысы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА в исследованиях биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NAF1
Примечания/синоним	NAF1
Вид	Человек
GeneID	92345
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150–400 человеческого NAF1 (NP_612395.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96NR8
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Хладагент