

Кроличье Поликлональное Антитело Naif1 - Q69Yi7

Артикул: CM0018421

введение

Поликлональное антитело против ядерного фактора 1, индуцирующего апоптоз (NAIF1), массой 35 кДа, предназначенное для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело NAIF1
Примечания/синоним	C9orf90; bA379C10.2; NAIF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	203245
GeneID	203245
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого NAIF1 (NP_931045.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q69YI7
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом