


Nanog Кроличья Маb - Q80Z64

Артикул: CM0012146



введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному Nanog (гомеобоксному белку NANOG). Валидировано для ИФА, ВБ, ХИП и внутриклеточной проточной цитометрии. Реагирует перекрестно с человеческим Nanog. Идеально подходит для исследований в области стволовых клеток и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nanog Кроличья МАб
Примечания/Синонимы	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	79923
GeneID	71950
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-305 мышинного Nanog (NP_082292.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФА, ВБ, ХИП, ФЦ (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q80Z64
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом