

Поликлональное Антитело К Napsa, Полученное Из Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - 096009

Артикул: CM0026045

введение

Высококачественное поликлональное антитело к NAPSA, полученное из кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения функции напсин-А в процессинге сурфактанта пневмоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к NAPSA, полученное из кролика (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPa; NAPSA
Вид	Человек
GeneID	9476
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 321-420 белка NAPSA человека (NP_004842.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	096009
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике