


Кроличья Поликлональная Антитело К Nat10 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H0A0

Артикул: CM0026060



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к NAT10, валидированное для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Направлено против NAT10 человека и крысы — РНК-цитидин ацетилтрансферазы массой 116 кДа, участвующей в модификации ас4С мРНК и рРНК, а также в биогенезе рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAT10 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Вид	Человек
ID гена (человек)	55226
ID гена	55226
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-250 NAT10 человека (NP_078938.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H0A0
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Холодовая упаковка